

Artroskopické shavery.

Upozornění

Zdravotnický prostředek je určený pro odborné lékařské pracoviště. Mohou jej tedy používat pouze pracovníci ve zdravotnictví, splňující předpoklady, stanovené obecně platnými právními či interními zdravotnickými předpisy.

Artroskopické shavery jsou opakovaně použitelné. Mohou být použity 5x až 7x.

Optimální otáčky pro frézy (jednobřité) jsou: 600 – 1 500 otáček za minutu
a pro vrtáky (vícebřité) jsou: 2 500 – 3 500 otáček za minutu

Artroskopické shavery jsou **autoklávovatelné**.

Dodržujte prosím následující pokyny:

- ostří nástroje musí být v dobrém stavu
- nepoužívejte frézy, které jsou určeny pro měkké části, na kostní partie a naopak vrtáky, které jsou určeny pro kostní partie, na měkké části.
- před každým použitím provádějte vizuální kontrolu vnitřní a vnější části nástroje.
- vyměňte nástroj pokud vykazuje jakékoliv poškození

Pokyny pro čištění

Nástroje musí být bezprostředně po použití dekontaminovány a následně důkladně očištěny. Nesmí dojít k zaschnutí nečistot. Nástroje musí být rozebrány a pečlivě vyčištěny. Jednotlivé díly důkladně očištěte vodou. Tyto čistíme kartáčky (96 000-02, 96 000-03) odpovídajících průměrů. K proplachu doporučujeme čistící pistoli (89 500-00), napojenou na vodovodní řád nebo na tlakový vzduch. Doporučujeme čištění v ultrazvukových myčkách.

Doporučujeme, aby nástroje nebyly dlouhodobě vystavovány působení halogenových prvků, alkalických roztoků, chloridů, chlornanů a kyselin, aby byly ponechávány v dezinfekčním a čistícím prostředku po dobu nutnou, doporučenou výrobcem těchto prostředků. Dodržujte předepsané koncentrace.

Po každém způsobu čištění musí být nástroje makroskopicky čisté. Samozřejmostí je hygienická, funkční a technická kontrola.

Před sterilizací musí být nástroje dokonale suché.

Suché nástroje pak před sterilizací promažeme v zámkové a kloubové části medicíálními oleji (139 08 93000).

Pokyny pro sterilizaci

Pro nástroje doporučujeme sterilizaci parou do teploty 134° C. Vždy je třeba řídit se doporučením výrobce sterilizačních přístrojů.